


Моноклональное Антитело Против Gsk-3A/B Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации И Ифа — P49840 / P49841

Артикул: CM0004001



введение

Кроличье моноклональное антитело против GSK-3 α / β , валидированное для применения в WB, IP и ИФА на материале человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигналинга Wnt, гомеостаза глюкозы и путей, связанных с болезнью Альцгеймера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к GSK-3 α / β
Примечания/алиасы	GSK3B; gsk-3 β ; GSK-3 α / β
Вид	Человек
ID гена (человек)	2931/2932
ID гена	2931/2932
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P49840/P49841
Молекулярная масса белка	46 кДа/48 кДа
Доставка	Холодильный пакет