


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Gsk-3A/B Для Ihc-P, Elisa - P49840 / P49841

Артикул: CM0021056



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого и мышиного GSK-3 α / β (P49840/P49841), для применения в IHC-P и ELISA. Полезны для изучения Wnt-сигналинга, метаболизма гликогена, болезни Альцгеймера и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GSK-3 α / β кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	GSK3B; gsk-3 β ; GSK-3 α / β
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2931/2932
ID гена	2931/2932
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P49840/P49841
Молекулярный вес белка	46кДа/48кДа
Доставка	Сумка со льдом