


Поликлональное Антитело Против Gsk3A Для Вестерн-Блота - P49840

Артикул: CM0018784



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий GSK3α, валидировано для Вестерн-блота и ИФА. Перекрестно реагирует с человеком, мышью, крысой. Идеально для исследований сигнального пути Wnt, инсулинорезистентности и болезни Альцгеймера. ~51 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Валидировано] GSK3α Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	GSK3A; гликогенсинтаза киназа-3 альфа; 3α
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2931
ID гена	2931
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 400-483 человеческого GSK3α (NP_063937.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49840
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	В пакете со льдом