


Кроличье Моноклональное Антитело Против Gsk3A [Валидировано По Ко] Для Вб, Ип, Ифа - P49840

Артикул: CM0002880



введение

Валидированное по КО кроличье моноклональное антитело против GSK3α для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ИФА. Реагирует с людьми, мышами, крысами. Для исследований сигнального пути Wnt, метаболизма глюкозы и болезни Альцгеймера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано по КО] Кроличье моноклональное антитело к GSK3α
Примечания/Альясы	GSK3 альфа; GSK3A; 3α
Вид	Человек
ID гена (человек)	2931
ID гена	2931
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого GSK3α (P49840).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49840
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Хладоэлемент