

Кроличья Поликлональная Антитела Против Gsk3A Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P49840

Артикул: CM0016667



введение

Кроличьи поликлональные антитела против GSK3 α , валидированные для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, ELISA. Реагируют с белком человека, мыши. Идеальны для изучения сигнального пути Wnt, метаболизма гликогена и болезни Альцгеймера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GSK3 α Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	GSK3 альфа; GSK3A; GSK3 α
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2931
ID гена	2931
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 409-483 человеческого GSK3 α (NP_063937.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P49840
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом