


Моноклональное Антитело Против Gsk3B Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное) - P49841

Артикул: CM0005589



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого GSK3β для внутриклеточной проточной цитометрии. Нацелено на гликогенсинтазу киназу-3 бета; данные о перекрестной реактивности не предоставлены. Для исследовательского использования в сигналинге Wnt, метаболизме и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого GSK3β
Примечания/Альтернативные названия	GSK3B; гликогенсинтаза киназа-3 бета; GSK3β
Вид	Человек
GeneID (человек)	2932
GeneID	2932
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 321-420 человеческого GSK3β (NP_001139628.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P49841
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом