


Моноклональное Антитело Против Gsk3B Для Wb, Ip, If-P, Elisa - P49841

Артикул: CM0005734



введение

Рекомбинантное моноклональное антитело к GSK3 β , валидированное для WB, IP, IF-P и ELISA. Распознает GSK3 β человека, мыши и крысы. Подходит для исследований сигнального пути Wnt, инсулинорезистентности и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] Кроличье mAb к GSK3 β
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2932
ID гена	2932
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 321-420 человеческого GSK3 β (NP_001139628.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49841
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	Сумка-холодильник