


Поликлональное Антитело Кролика Против Gsk3B Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P49841

Артикул: CM0028930



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика к GSK3 β , валидированное для применений WB, IF/ICC, IP и ELISA. Реагирует с GSK3 β человека, мыши и крысы (47 кДа). Подходит для исследований сигнального пути Wnt, инсулинорезистентности и болезни Альцгеймера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к GSK3 β
Примечания/алиасы	GSK3B; gsk-3 β ; GSK3 β
Вид	Человек
GeneID (человек)	2932
Иммуноген	Синтетический пептид (aa 320-420 человеческого GSK3 β , NP_001139628.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49841
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Холодовой пакет