


Поликлональная Кроличья Антитело К Gspt1 Для Вб, Ифа - P15170

Артикул: CM0019817



введение

Кроличьи поликлоны антитела к человеческому GSPT1 (ERF3A) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает GSPT1 человека, мыши и крысы. Актуально для исследований терминации трансляции и нонсенс-опосредованного распада.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GSPT1 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	GST1; ETF3A; eRF3a; 551G9.2; GSPT1
Вид	Человек
ID гена (человек)	2935
ID гена	2935
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 138-420 человеческого GSPT1 (NP_001123478.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15170
Молекулярная масса белка	56кДа
Доставка	Ледяной пакет