

Кроличье Моноклональное Антитело Против Gsr Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P00390

Артикул: CM0008205



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против GSR, валидированное для Вестерн-блоттинга и ELISA. Реагирует с GSR человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения метаболизма глутатиона, окислительного стресса и исследований в области редокс-биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GSR Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	GR; GSRD; HEL-75; HEL-S-122m; GSR
Вид	Человек
Gene ID	2936
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 423-522 человеческого GSR (P00390).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00390
Молекулярная масса белка	56 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом