


Кроличий Моноклональный Антитело Против Gst3/Gstp1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P09211

Артикул: CM0003718



введение

Кроличий моноклональный антитело против человеческого GSTP1 (GST3/GSTP1), валидированный для WB, IHC-P, ELISA, перекрестно реагирует с мышью и крысой. Обнаруживает полосу ~23 кДа. Идеально подходит для исследований детоксикации, ферроптоза и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GST3/GSTP1 кроличий mAb
Примечания/Псевдоним	PI; DFN7; GST3; GSTP; FAES3; HEL-S-22; GST3/GSTP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2950
GeneID	2950
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09211
Молекулярный вес белка	23 кДа
Доставка	Сумка со льдом