


Кроличья Поликлональная Антитела Против Gst3/Gstp1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P09211

Артикул: CM0024856



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий GST3/GSTP1 — ключевой фермент в конъюгации глутатиона и регуляции ферроптоза. Подходят для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Перекрестно реагируют с мышинным белком. Идеальны для исследований окислительного стресса и метаболизма липидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GST3/GSTP1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	PI; DFN7; GST3; GSTP; FAEES3; HEL-S-22; GST3/GSTP1
Вид	Человек
ID гена	2950
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-210 человеческого GST3/GST3/GSTP1 (NP_000843.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P09211
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом