

Поликлональное Антитело К Gsta1 Для Вб, Иф/Ихэ, Ифа — P08263

Артикул: CM0018868



введение

Поликлональное антитело с высокой аффинностью к человеческому GSTA1, валидированное для ВБ, ИФ/ИХЭ, ИФА, с перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований детоксикации и оксидативного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GSTA1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	GST2, GTH1, GSTA1-1, GST-epsilon, GSTA1
Вид	Человек
ID гена (человек)	2938
ID гена	2938
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-222 человеческого GSTA1 (NP_665683.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИХЭ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P08263
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Холодовая упаковка