

Анти-Gsta1 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, Elisa - P08263

Артикул: CM0019564



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого GSTA1 (глутатион S-трансфераза A1). Валидированы для WB и ELISA, с перекрестной реактивностью на крысу. Идеальны для исследований детоксикации и биосинтеза гормонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GSTA1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	GST2; GTH1; GSTA1-1; GST-epsilon; GSTA1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2938
GeneID	2938
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-222 человеческого GSTA1 (NP_665683.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P08263
Молекулярный вес белка	26кДа
Доставка	Сумка со льдом