


Анти-Gsta3 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If, Elisa - Q16772

Артикул: CM0020456



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика против GSTA3, валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Обнаруживают человеческий, мышинный и крысиный GSTA3 (25 кДа). Участвуют в конъюгации глутатиона и биосинтезе стероидных гормонов. Идеальны для IVD и исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GSTA3 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	GTA3, GSTA3-3, GSTA3
Вид	Человек
GeneID (человек)	2940
GeneID	2940
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-222 человеческого GSTA3 (NP_000838.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16772
Молекулярный вес белка	25кДа
Доставка	Сумка со льдом