

Моноклональное Антитело Против Gstk1 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Мцк, Ифа - Q9Y2Q3

Артикул: CM0004419



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческой глутатион S-трансферазы каппа 1 (GSTK1). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА с перекрестной реактивностью на мышь. Подходит для исследований функции пероксисомальной трансферазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GSTK1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	GST; GST13; hGSTK1; GSTK1-1; GST13-13; GST 13-13; GSTK1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	373156
GeneID	373156
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого GSTK1 (Q9Y2Q3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y2Q3
Молекулярный вес белка	25кДа
Доставка	Сумка со льдом