

## Поликлональное Антитело Против Gstk1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9Y2Q3

Артикул: CM0021250



### введение

Поликлональное антитело против человеческого GSTK1, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA с перекрестной реактивностью к мышинному и крысиному белкам. Идеально для изучения метаболизма глутатиона и пероксисомальных путей детоксикации.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | [KO Validated] GSTK1 Кроличье pAb                                                                                                |
| Примечания/Альтернативные названия | GST; GST13; hGSTK1; GSTK1-1; GST13-13; GST 13-13; K1                                                                             |
| Вид                                | Человек                                                                                                                          |
| ID гена (Человек)                  | 373156                                                                                                                           |
| ID гена                            | 373156                                                                                                                           |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-226 человеческого GSTK1 (NP_057001.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                           |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                          |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA                                                                     |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                             |
| SWISS                              | Q9Y2Q3                                                                                                                           |
| Молекулярная масса белка           | 25 кДа                                                                                                                           |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                |