

Поликлональные Антитела К Gstk1 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2Q3

Артикул: CM0020974



введение

CamelBio предлагает поликлональные кроличьи антитела к GSTK1, валидированные методом нокаута, для применения в WB, IF/ICC, ELISA. Антитела детектируют человеческий GSTK1 — пероксисомную глутатион S-трансферазу с молекулярной массой ~25 кДа. Идеально подходят для исследований окислительного стресса и детоксикации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированы KO] Поликлональные кроличьи антитела к GSTK1
Примечания/алиасы	GST; GST13; hGSTK1; GSTK1-1; GST13-13; GST 13-13; GSTK1
Вид	Человек
ID гена (человек)	373156
ID гена	373156
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-226 человеческого GSTK1 (NP_057001.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y2Q3
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Холодовой пакет