

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Gstk1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q9Y2Q3

Артикул: CM0026918



введение

Кроличье поликлональное антитело Anti-GSTK1, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Детектирует 25кДа пероксисомную глутатион-S-трансферазу каппа 1, идеально для исследований детоксикации и субклеточной локализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GSTK1 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	GST; GST13; hGSTK1; GSTK1-1; GST13-13; GST 13-13; GSTK1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	373156
GeneID	373156
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-226 человеческого GSTK1 (NP_057001.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y2Q3
Молекулярная масса белка	25кДа
Доставка	В пакете со льдом