

Поликлональные Антитела Против Gstm1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P09488

Артикул: CM0024190



введение

Высококачественные поликлональные антитела против GSTM1, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживают GSTM1 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения метаболизма глутатиона и путей детоксикации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GSTM1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	MU; H-B; GST1; GTH4; GTM1; MU-1; GSTM1-1; GSTM1a-1a; GSTM1b-1b; GSTM1
Вид	Человек
ID гена	2944
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-181 человеческого GSTM1 (NP_666533.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09488
Молекулярный вес белка	26 кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент