

Кроличья Поликлональная Антитела Против Gstm2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P28161

Артикул: CM0013985



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий GSTM2, глутатион-S-трансферазу, участвующую в детоксикации и метаболизме липидов. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мышинному белку. Идеальны для исследований в области метаболизма и токсикологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GSTM2 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	GST4; GSTM; GTHMUS; GSTM2-2; GSTM2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2946
ID гена	2946
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-218 человеческого GSTM2 (NP_000839.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P28161
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом