

Поликлональное Антитело Против Gstm3 Для Вб, Ифа - P21266

Артикул: CM0027286



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого GSTM3 для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с GSTM3 человека и мыши; подходит для исследований детоксикации и барьерных функций в яичке и мозге.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GSTM3 кроличье пАт
Примечания/Альтернативные названия	GST5; GSTB; GTM3; GSTM3-3; GSTM3TV2; hGSTM3-3; GSTM3
Вид	Человек
GeneID (человек)	2947
GeneID	2947
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 101-225 GSTM3 человека (NP_000840.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P21266
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	С ледяным пакетом