

Поликлональное Антитело Против Gstm3 Для Вб, Иф/Ик, Ифа - P21266

Артикул: CM0028108



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому GSTM3 (GST класса мю 3). Подходит для ВБ, ИФ/ИК, ИФА. Перекрестная реакция с человеком, мышью, крысой. Для исследований детоксикации и метаболизма ксенобиотиков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GSTM3 кроличье пАб
Примечания/Альтернативные названия	GST5; GSTB; GTM3; GSTM3-3; GSTM3TV2; hGSTM3-3; GSTM3
Вид	Человек
ID гена	2947
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 101-225 человеческого GSTM3 (NP_000840.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P21266
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	Холодовой пакет