

Поликлональные Антитела К Gstm4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q03013

Артикул: CM0026364



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому GSTM4 (глутатион-S-трансфераза Ми 4) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют перекрестно с мышинным белком. Подходят для исследований детоксикации, биосинтеза лейкотриенов и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GSTM4 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Альтернативные названия	GTM4; GSTM4-4; GSTM4
Вид	Человек
ID гена (человек)	2948
ID гена	2948
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-218 человеческого GSTM4 (NP_000841.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q03013
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Холодовая упаковка