

Кроличья Поликлональная Антитела Против Gstm5 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P46439

Артикул: CM0013152

введение

Кроличья поликлональные антитела против GSTM5, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышинным и крысиным белкам. Нацелены на глутатион-S-трансферазу Ми 5, цитоплазматический фермент, участвующий в детоксикации электрофилов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья pAb против GSTM5
Примечания/Альтернативные названия	GTM5; GSTM5-5; GSTM5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2949
GeneID	2949
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P46439
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	В пакете со льдом