

Поликлональное Антитело Против Gsto1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P78417

Артикул: CM0016756



введение

GSTO1 Rabbit pAb — поликлональное антитело, полученное против рекомбинантного человеческого GSTO1 (аминокислоты 1-241). Подходит для ВБ и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований метаболизма мышьяка и оксидативного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GSTO1 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	P28; SPG-R; GSTO 1-1; GSTTLp28; HEL-S-21; GSTO1
Вид	Человек
GeneID	9446
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-241 человеческого GSTO1 (NP_004823.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P78417
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом