

Поликлональное Антитело Anti-Gsto2 Для If/Icc И Elisa — Q9H4Y5

Артикул: CM0018431



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого GSTO2 (глутатион-S-трансфераза омега-2), валидированное для IF/ICC и ELISA. Подходит для исследований метаболизма мышьяка, рециркуляции аскорбата и окислительного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело GSTO2
Примечания/синоним	GSTO 2-2; bA127L20.1; GSTO2
Вид	Человек
GeneID (человек)	119391
GeneID	119391
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 124–243 человеческого GSTO2 (NP_899062.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9H4Y5
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом