


Кроличья Поликлональная Антитело Против Gstt1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Мцк, Ифа - P30711

Артикул: CM0018586



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого GSTT1 для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/МЦК и ИФА. Перекрестная реакция с мышами и крысами. Обнаруживает полосу 27 кДа. Идеально подходит для исследований окислительного стресса и разработки диагностических наборов (IVD).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GSTT1 Кроличья пАт
Примечания/Псевдоним	GSTT1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2952
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 GSTT1 (NP_000844.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30711
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	С ледяным пакетом