


Кроличья Поликлональная Антитело К Gstt2 Для Wb И Ифа — P0CG29

Артикул: CM0014611



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий GSTT2 (глутатион-S-трансфераза тета-2). Валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований детоксикации и метаболизма рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GSTT2 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Алиасы	GSTT2
Вид хозяина антигена	Человек
ID гена (человек)	2953
ID гена	2953
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1–244 человеческого GSTT2 (NP_000845.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P0CG29
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Ледяной пакет