


Поликлональное Антитело Против Gstt2B Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P0CG30

Артикул: CM0016906



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против GSTT2B (GSTT2P). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA с перекрестной реактивностью к человеческому, мышинному, крысиному белку. Идеально для изучения путей конъюгации глутатиона и детоксикации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GSTT2B Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	GSTT2P; GSTT2B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	653689
ID гена	653689
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 115-244 человеческого GSTT2B (NP_001074312.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P0CG30
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	В пакете со льдом