

Кроличья Поликлональная Антитела Против Gstz1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O43708

Артикул: CM0029834



введение

Кроличьи поликлональные антитела к GSTZ1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Обнаруживают малоилацетоацетат-изомеразу, бифункциональный фермент в катаболизме фенилаланина и тирозина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к GSTZ1
Примечания/Альтернативные названия	MAI, MAAI, MAAID, GSTZ1-1, GSTZ1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2954
ID гена	2954
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-216 человеческого GSTZ1 (NP_665877.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O43708
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	В пакете со льдом