


Поликлональная Кроличья Антитела К Gtf2A1 Для Вб И Ифа - P52655

Артикул: CM0025831



введение

Кроличья поликлоральная антитела, нацеленная на человеческий GTF2A1 (субъединица 1 TFIIA) для вестерн-блота и ИФА. Обнаруживает ядерный белок массой 42 кДа, участвующий в формировании транскрипционного инициационного комплекса РНК-полимеразы II.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональная кроличья антитела к GTF2A1
Примечания/псевдонимы	TF2A1; TFIIA; TFIIAL; TFIIA-42; GTF2A1
Вид	Человек
GeneID (человек)	2957
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-270 человеческого GTF2A1 (NP_056943.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P52655
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Холодильный пакет