


Кроличыи Поликлональные Антитела К Gtf2A2 Для Wb И Elisa - P52657

Артикул: CM0028008



введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческому белку GTF2A2 (TFIIA-gamma, TFIIA-12, TFIIAS). Протестированы для применения в методах вестерн-блоттинга и ИФА (ELISA). Идеально подходят для исследований транскрипции РНК-полимеразой II.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GTF2A2 кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	TF2A2; TFIIA; T18745; TFIIAS; HsT18745; TFIIA-12; TFIIA-gamma; GTF2A2
Вид	Человек
GeneID (человек)	2958
GeneID	2958
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-109 человеческого GTF2A2 (NP_004483.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P52657
Молекулярная масса белка	12 кДа
Условия транспортировки	Ледяной пакет