


Кроличья Поликлональная Антитело Против Gtf2B Для Вестерн-Блоттинга, Игх, Иф/Ицк, Ифа - Q00403

Артикул: CM0022791



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против GTF2B, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (IHC-P), ИФ/ИЦК (IF/ICC), ИФА (ELISA). Взаимодействует с GTF2B человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований инициации транскрипции и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GTF2B Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TF2B; TFIIB; GTF2B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2959
GeneID	2959
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-154 GTF2B (NP_001505.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q00403
Молекулярный вес белка	35кДа
Доставка	С ледяным пакетом