


Поликлональные Антитела Против Gtf2E1 Для Вестерн-Блоттинга, Иф, Ифа - P29083

Артикул: CM0016649



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого GTF2E1, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ICC и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Рекомбинантный иммуноген, молекулярная масса около 49 кДа. Подходят для исследований транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GTF2E1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	FE; TF2E1; TFIIIE-A; GTF2E1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2960
GeneID	2960
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 230-439 человеческого GTF2E1 (NP_005504.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P29083
Молекулярная масса белка	49kDa
Доставка	В ледяном пакете