


Поликлональные Антитела К Gtf2E2 Для Wb, Elisa - P29084

Артикул: CM0027163



введение

Эти кроличьи поликлональные антитела направлены против бета-субъединицы фактора инициации транскрипции IIE человека (GTF2E2). Подходят для методов WB и ELISA, обладают перекрестной реактивностью с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к GTF2E2
Примечания/Синонимы	FE; TTD6; TF2E2; TFIIЕ-B; GTF2E2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	2961
Идентификатор гена	2961
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-291 GTF2E2 человека (NP_002086.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P29084
Молекулярная масса белка	33 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом