

Поликлональные Антитела К Gtf2F2 Для Wb, If/Icc, Elisa - P13984

Артикул: CM0025180



введение

Кроличьи поликлональные антитела к белку GTF2F2 человека (TFIIF-бета), валидированные для методов WB, IF/ICC и ELISA. Подходят для изучения комплексов общего фактора инициации транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к GTF2F2
Примечания/Синонимы	BTf4, RAP30, TF2F2, TFIIF, GTF2F2
Вид	Человек
ID гена (человек)	2963
ID гена	2963
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-249 GTF2F2 человека (NP_004119.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13984
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом