


Кроличье Моноклональное Антитело Против Gtf2F2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P13984

Артикул: CM0002371



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого GTF2F2 (TFIIF-бета, RAP30), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Для исследований инициации транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GTF2F2 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	BTf4; RAP30; TF2F2; TFIIF; GTF2F2
Вид	Человек
GeneID (человек)	2963
GeneID	2963
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого GTF2F2 (P13984).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13984
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом