


Кроличье Поликлональное Антитело Против Gtf2H3 Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Ифа - Q13889

Артикул: CM0028737



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок GTF2H3, субъединицу основного комплекса TFIIN (34 кДа). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ИФА; реагирует с белками человека и мыши. Идеально подходит для изучения инициации транскрипции и механизмов эксцизионной репарации нуклеотидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	GTF2H3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	P34; BTF2; TFB4; TFIIN; GTF2H3
Вид	Человек
ID гена	2967
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-308 человеческого белка GTF2H3 (NP_001507.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, Иммунопреципитация, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13889
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом