


Анти-Gtf2H4 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - Q92759

Артикул: CM0027624



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого GTF2H4 (субъединица p52 TFIIH), подходящие для вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагируют с человеческими и мышиными образцами. Ценный инструмент для исследований транскрипции и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	GTF2H4 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	P52; TFB2; TFIIH; GTF2H4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2968
GeneID	2968
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого GTF2H4 (NP_001508.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q92759
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	Сумка со льдом