

Поликлональное Антитело Anti-Gtf2l Для Wb, If/Icc, Elisa - P78347

Артикул: CM0013955



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело anti-GTF2I для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на транскрипционный фактор массой 112 кДа, необходимый для регуляции генов иммуноглобулинов и исследований синдрома Вильямса — Бойрена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GTF2I Rabbit pAb
Примечания/синонимы	WBS; DIWS; SPIN; IB291; BAP135; BTKAP1; TFII-I; WBSCR6; GTFII-I; GTF2I
Вид	Человек
GeneID (человек)	2969
GeneID	2969
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 600–810 человеческого GTF2I (NP_001157108.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P78347
Молекулярная масса белка	112 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом