

Поликлональные Антитела Против Gtf2Ird1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Uhl9

Артикул: CM0027210



введение

Кроличьи поликлональные антитела против GTF2IRD1, подходящие для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеально подходят для исследований регуляции транскрипции и дифференцировки мышц.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GTF2IRD1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	BEN; WBS; GTF3; RBAP2; CREAM1; MUSTRD1; WBSCR11; WBSCR12; hMusTRD1alpha1; GTF2IRD1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9569
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 660-959 человеческого GTF2IRD1 (NP_057412.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UHL9
Молекулярный вес белка	106 кДа
Доставка	В ледяном пакете