

Анти-Gtf2Ird1 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - Q9Uhl9

Артикул: CM0021707



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика против человеческого GTF2IRD1, валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с крысой. Идеально подходят для исследований регуляции транскрипции, дифференцировки мышц и синдрома Вильямса-Бейрена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GTF2IRD1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GTF2IRD1; BEN; CREAM1; GTF3; MUSTRD1; RBAP2; WBS; WBSCR11; WBSCR12; hMusTRD1alpha1; GTF2I repeat domain containing 1
Вид	Человек
GeneID	9569
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 660-890 человеческого GTF2IRD1 (NP_057412.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q9UHL9
Молекулярный вес белка	104kDa/106kDa/107kDa
Доставка	Сумка со льдом