

Поликлональное Антитело Anti-Gtf3A Для Вестерн Блоттинга, Elisa - Q92664

Артикул: CM0028898

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого белка GTF3A (Транскрипционный фактор IIIA), валидированное для Вестерн блоттинга и ELISA. Необходимо для исследований транскрипции генов 5S рРНК и биогенеза рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GTF3A Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	AP2; TFIIIA; GTF3A
Вид	Человек
GeneID	2971
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого белка GTF3A (NP_002088.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q92664
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом