

Кроличье Поликлональное Антитело Против Gtf3C3 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх - Q9Y5Q9

Артикул: CM0020459



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий GTF3C3 (TFIIIC102, TFIIICγ). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Детектирует GTF3C3 мыши и крысы. Подходит для исследований транскрипции РНК-полимеразой III.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GTF3C3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	TFIIIC102; TFIIICgamma; Tfiic2-102; GTF3C3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9330
GeneID	9330
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-160 человеческого GTF3C3 (NP_036218.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y5Q9
Молекулярная масса белка	101 кДа
Доставка	В термосумке со льдом