

Кроличыи Поликлональные Антитела К Gtf3C4 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukn8

Артикул: CM0025524



введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческому GTF3C4 (TFIIIC90) для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ELISA. Валидированы для человека и крысы. Необходимы для транскрипции РНК-полимеразой III и ацетилирования гистонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к GTF3C4
Примечания/Синонимы	KAT12; TFIIIC90; TFIIIC90; TFIIIC290; TF3C-delta; TFIIICDELTA; GTF3C4
Вид	Человек
GeneID (человек)	9329
GeneID	9329
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 583-822 человеческого GTF3C4 (NP_036336.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9UKN8
Молекулярная масса белка	92 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом