

Поликлональное Антитело Anti-Gtf3C6 Для Wb, Elisa — Q969F1

Артикул: CM0016989



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий GTF3C6 (TFIIIC35, 24 кДа), для применения в WB и ELISA. Перекрёстно реагирует с мышинным белком. Незаменимый инструмент для исследований транскрипции РНК-полимеразой III и комплекса TFIIIC.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GTF3C6 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	C6orf51; TFIIIC35; bA397G5.3; GTF3C6
Вид	Человек
GeneID (человек)	112495
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-213 человеческого GTF3C6 (NP_612417.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q969F1
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом