


Анти-Gtpbp1 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - O00178

Артикул: CM0017807



введение

Поликлинические антитела кролика против человеческого GTPBP1, валидированные для WB и ELISA. Перекрестная реакция с мышью. Нацелены на ключевой фактор элонгации трансляции и белок контроля качества РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GTPBP1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	GP1, GP-1, HSPC018, GTPBP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9567
GeneID	9567
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 10-280 человеческого GTPBP1 (NP_004277.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O00178
Молекулярный вес белка	72кДа
Доставка	Ледяной пакет