


Кроличье Поликлональное Антитело Против Gtpbr4 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Ифа - Q9Bze4

Артикул: CM0027715



введение

Аффинно-очищенное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на GTPBP4, подходит для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Реагирует с белком человека, мыши и крысы. Поддерживает исследования биогенеза рибосом и сигналинга TP53.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к GTPBP4
Примечания/Альтернативные названия	NGB; CRFG; NOG1; GTPBP4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23560
ID гена	23560
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 385-634 белка GTPBP4 человека (NP_036473.2))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуногистохимия на парафиновых срезах, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BZE4
Молекулярная масса белка	74 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом