


Поликлональное Антитело Кролика Против Gtpbr6 Для Wb, If/Icc, Elisa - O43824

Артикул: CM0021857



введение

GTPBP6 кроличье pAb – это поликлональное антитело, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА, обладающее перекрестной реактивностью с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения экспрессии предполагаемой ГТФ-связывающей белка 6.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GTPBP6 кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PGPL; GTPBP6
Вид	Человек
ID гена (человек)	8225
ID гена	8225
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот с 140 по 350 позицию человеческого GTPBP6 (NP_036359.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43824
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	С использованием охлаждающего пакета